

生理機能検査/採尿・採血（検体検査）受付機



【採血・生理機能検査:受付手順】

① 受付

【バーコードによる受付】

受付票または案内表にあるバーコードをバーコード読取部にかざします。

《受付票の場合》

受付票

患者番号 9910001279
テスト ケンサ001

患者氏名 テスト 検査科001 様

受付票はお手元にお持ちください

整理番号
0853

内科
心臓図 15:00

受診案内票を受診される科へお出しください。

受付日時: 2025年08月05日 14時15分
川口市立医療センター



《案内表の場合》

手動受付 受診案内表 整理番号 0853

患者番号 9910001279 テスト ケンサ001

患者氏名 テスト 検査科001 様

受付票はお手元にお持ちください

整理番号
0853

内科
心臓図 15:00


受診案内票を受診される科へお出しください。

受付日時: 2025年08月05日 14時15分
川口市立医療センター




【診察券による受付】


診察券を診察カード入口に入れます。



- ② 整理券と採尿カップ（尿検査が有る場合）が出ます。③ 整理券と採尿カップ（尿検査が有る場合）を取ると診察券がでできます。（診察券の取り忘れにご注意ください）



④ 採血の呼出モニター



表示されている番号までの方は採血室（中待合）にお入りください。

生理機能検査の呼出モニター



整理券番号と同じ番号が表示されたら検査室にお入りください。

- ⑤ 整理券番号と同じ番号が表示された採血台にお座り下さい。

